



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

На медицинское изделие

Помпа микроинфузионная MEDEREN

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Медерен Неотех Лтд.", Израиль,

Mederen Neotech Ltd., Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel

Производитель

"Медерен Неотех Лтд.", Израиль,

Mederen Neotech Ltd., Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, 6777016, Israel

Место производства медицинского изделия

S&S Med Co., Ltd., 67 Bongseong-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15848,

Republic of Korea

Номер регистрационного досье № РД-55028/17998 от 13.03.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 71 листе

приказом Росздравнадзора от 20 апреля 2023 года № 2536
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0071742

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 1

На медицинское изделие

Помпа микроинфузионная MEDEREN, в составе:

I. Помпа микроинфузионная MEDEREN в различных вариантах исполнения:

1. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью, варианты исполнения:

1.1. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-05.

1.2. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-10.

1.3. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью, для использования с дефероксамином (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-10DFO.

1.4. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-15.

1.5. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-20.

1.6. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью, для использования с дефероксамином (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-20DFO.

1.7. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-40.

1.8. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-50.

1.9. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью, для использования с дефероксамином (скорость инфузии 8.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-50DFO.

1.10. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 8.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-80.

1.11. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 10.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-100.

1.12. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 13.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-130.

1.13. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-05.

1.14. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-10.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0122120

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 2

- 1.15. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-15.
- 1.16. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-20.
- 1.17. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью, для использования с дефероксамином (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-20DFO.
- 1.18. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-40.
- 1.19. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью, для использования с дефероксамином (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-40DFO.
- 1.20. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-50.
- 1.21. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью, для использования с дефероксамином (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-50DFO.
- 1.22. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-80.
- 1.23. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 10.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-100.
- 1.24. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 13.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-130.
- 1.25. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 20.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-200.
- 1.26. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 50.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-500.
- 1.27. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 100.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-1000.
- 1.28. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 200.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-2000.
- 1.29. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 250.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-2500.
- 1.30. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-05.
- 1.31. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-05.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122121

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 3

- инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-10.
- 1.32. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-20.
- 1.33. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-40.
- 1.34. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-50.
- 1.35. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-80.
- 1.36. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 10.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-100.
- 1.37. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 13.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-130.
- 1.38. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 20.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-200.
- 1.39. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 50.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-500.
- 1.40. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 100.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-1000.
- 1.41. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 200.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-2000.
- 1.42. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 250.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-2500.
- 1.43. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-05.
- 1.44. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-10.
- 1.45. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-15.
- 1.46. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-20.
- 1.47. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-40.
- 1.48. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-50.
- 1.49. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 10.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-100.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122122

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 4

- инфузии 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-80.
- 1.50. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 10.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-100.
- 1.51. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 13.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-130.
- 1.52. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 20.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-200.
- 1.53. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 50.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-500.
- 1.54. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 100.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-1000.
- 1.55. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 200.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-2000.
- 1.56. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 250.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-2500.
- 1.57. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-05.
- 1.58. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-10.
- 1.59. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-15.
- 1.60. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-20.
- 1.61. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-40.
- 1.62. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-50.
- 1.63. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-80.
- 1.64. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 10.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-100.
- 1.65. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 13.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-130.
- 1.66. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 20.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-200.
- 1.67. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 25.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-250.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122123

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 5

- инфузии 50.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-500.
- 1.68. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 100.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-1000.
- 1.69. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 200.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-2000.
- 1.70. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 250.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-2500.
- 1.71. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-05.
- 1.72. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-10.
- 1.73. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 1.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-15.
- 1.74. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-20.
- 1.75. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-40.
- 1.76. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-50.
- 1.77. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-80.
- 1.78. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 10.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-100.
- 1.79. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 13.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-130.
- 1.80. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 20.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-200.
- 1.81. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 50.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-500.
- 1.82. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 100.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-1000.
- 1.83. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 200.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-2000.
- 1.84. Помпа микроинфузионная Uniqueflow с постоянной скоростью (скорость инфузии 250.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-2500.
2. Помпа микроинфузионная Uniqueflow DUO с постоянной скоростью, варианты

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122124

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 6

исполнения:

- 2.1. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×0.25 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-05D.
- 2.2. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-10D.
- 2.3. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×0.75 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-15D.
- 2.4. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-20D.
- 2.5. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-40D.
- 2.6. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×2.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-50D.
- 2.7. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-80D.
- 2.8. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-100D.
- 2.9. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×6.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M110-130D.
- 2.10. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×0.25 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-05D.
- 2.11. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-10D.
- 2.12. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×0.75 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-15D.
- 2.13. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-20D.
- 2.14. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-40D.
- 2.15. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×2.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-50D.
- 2.16. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-80D.
- 2.17. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2×5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-100D.
- 2.18. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122191

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 7

- 2 × 6.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M120-130D.
- 2.19. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.25 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-05D.
- 2.20. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-10D.
- 2.21. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.75 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-15D.
- 2.22. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-20D.
- 2.23. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-40D.
- 2.24. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 2.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-50D.
- 2.25. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-80D.
- 2.26. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-100D.
- 2.27. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 6.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл), REF - M130-130D.
- 2.28. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.25 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-05D.
- 2.29. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-10D.
- 2.30. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.75 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-15D.
- 2.31. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-20D.
- 2.32. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-40D.
- 2.33. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 2.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-50D.
- 2.34. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-80D.
- 2.35. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-100D.
- 2.36. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122126

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 8

- 2 × 6.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M140-130D.
- 2.37. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.25 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-05D.
- 2.38. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-10D.
- 2.39. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.75 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-15D.
- 2.40. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-20D.
- 2.41. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-40D.
- 2.42. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 2.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-50D.
- 2.43. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-80D.
- 2.44. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-100D.
- 2.45. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 6.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M150-130D.
- 2.46. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.25 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-05D.
- 2.47. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-10D.
- 2.48. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 0.75 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-15D.
- 2.49. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-20D.
- 2.50. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-40D.
- 2.51. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 2.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-50D.
- 2.52. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-80D.
- 2.53. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость 2 × 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-100D.
- 2.54. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Duo с постоянной скоростью (скорость

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122127

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 9

2 × 6.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл), REF - M160-130D.

3. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом, варианты исполнения:

3.1. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2111-05.

3.2. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2111-10.

3.3. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2111-20.

3.4. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2111-40.

3.5. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2111-50.

3.6. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2112-05.

3.7. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2112-10.

3.8. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2112-20.

3.9. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2112-40.

3.10. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2112-50.

3.11. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2114-05.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122128

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 10

- 3.12. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2114-10.
- 3.13. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2114-20.
- 3.14. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2114-40.
- 3.15. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2114-50.
- 3.16. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2115-05.
- 3.17. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2115-10.
- 3.18. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2115-20.
- 3.19. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2115-40.
- 3.20. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2115-50.
- 3.21. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2116-05.
- 3.22. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2116-10.
- 3.23. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2116-20.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122129

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 11

- 3.24. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2121-05.
- 3.25. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2121-10.
- 3.26. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2121-20.
- 3.27. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2121-40.
- 3.28. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2121-50.
- 3.29. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2122-05.
- 3.30. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2122-10.
- 3.31. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2122-20.
- 3.32. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2122-40.
- 3.33. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2122-50.
- 3.34. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2124-05.
- 3.35. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2124-10.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122130

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 12

- 3.36. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2124-20.
- 3.37. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2124-40.
- 3.38. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2124-50.
- 3.39. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2125-05.
- 3.40. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2125-10.
- 3.41. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2125-20.
- 3.42. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2125-40.
- 3.43. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2125-50.
- 3.44. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2126-05.
- 3.45. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2126-10.
- 3.46. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2126-20.
- 3.47. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2126-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0122131

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 13

- 3.48. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2126-50.
- 3.49. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2131-05.
- 3.50. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2131-10.
- 3.51. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2131-20.
- 3.52. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2131-40.
- 3.53. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2131-50.
- 3.54. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2132-05.
- 3.55. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2132-10.
- 3.56. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2132-20.
- 3.57. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2132-40.
- 3.58. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2132-50.
- 3.59. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2134-05.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122132

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 14

- 3.60. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2134-10.
- 3.61. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2134-20.
- 3.62. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2134-40.
- 3.63. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2134-50.
- 3.64. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2135-05.
- 3.65. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2135-10.
- 3.66. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2135-20.
- 3.67. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2135-40.
- 3.68. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2135-50.
- 3.69. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2136-05.
- 3.70. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2136-10.
- 3.71. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2136-20.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122133

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 15

- 3.72. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2136-40.
- 3.73. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2136-50.
- 3.74. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2211-05.
- 3.75. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2211-10.
- 3.76. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2211-20.
- 3.77. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2211-40.
- 3.78. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2211-50.
- 3.79. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость инфузии 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2211-80.
- 3.80. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2212-05.
- 3.81. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2212-10.
- 3.82. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2212-20.
- 3.83. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2212-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122134

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 16

- 3.84. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2212-50.
- 3.85. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2212-80.
- 3.86. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2214-05.
- 3.87. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2214-10.
- 3.88. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2214-20.
- 3.89. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2214-40.
- 3.90. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2214-50.
- 3.91. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2215-05.
- 3.92. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2215-10.
- 3.93. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2215-20.
- 3.94. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2215-40.
- 3.95. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2215-50.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122135

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 17

- 3.96. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2215-80.
- 3.97. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2216-05.
- 3.98. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2216-10.
- 3.99. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2216-20.
- 3.100. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2216-40.
- 3.101. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2216-50.
- 3.102. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2216-80.
- 3.103. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2221-05.
- 3.104. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2221-10.
- 3.105. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2221-20.
- 3.106. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2221-40.
- 3.107. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2221-50.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122136

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 18

- 3.108. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2221-80.
- 3.109. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2222-05.
- 3.110. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2222-10.
- 3.111. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 7 мин), REF - M2227-20.
- 3.112. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2222-20.
- 3.113. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2222-40.
- 3.114. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2222-50.
- 3.115. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2222-80.
- 3.116. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2224-05.
- 3.117. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2224-10.
- 3.118. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2224-20.
- 3.119. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2224-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122137

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 19

- 3.120. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M2223-50.
- 3.121. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2224-50.
- 3.122. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 10.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2224-100.
- 3.123. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2225-05.
- 3.124. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2225-10.
- 3.125. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2225-20.
- 3.126. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2225-40.
- 3.127. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2225-50.
- 3.128. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2225-80.
- 3.129. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2226-05.
- 3.130. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2226-10.
- 3.131. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2226-20.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122138

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 20

- 3.132. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2226-40.
- 3.133. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2226-50.
- 3.134. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2226-80.
- 3.135. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2231-05.
- 3.136. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2231-10.
- 3.137. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2231-20.
- 3.138. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2231-40.
- 3.139. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2231-50.
- 3.140. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2231-80.
- 3.141. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2232-05.
- 3.142. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2232-10.
- 3.143. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2232-20.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122139

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 21

- 3.144. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2232-40.
- 3.145. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2232-50.
- 3.146. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2232-80.
- 3.147. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2234-05.
- 3.148. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2234-10.
- 3.149. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2234-20.
- 3.150. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2234-40.
- 3.151. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2234-50.
- 3.152. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2235-05.
- 3.153. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2235-10.
- 3.154. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2235-20.
- 3.155. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2235-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122140

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 22

- 3.156. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2235-50.
- 3.157. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2235-80.
- 3.158. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2236-05.
- 3.159. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2236-10.
- 3.160. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2236-20.
- 3.161. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2236-40.
- 3.162. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2236-50.
- 3.163. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2236-80.
- 3.164. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2311-05.
- 3.165. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2311-10.
- 3.166. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2311-20.
- 3.167. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2311-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122141

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 23

- 3.168. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2311-50.
- 3.169. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2311-80.
- 3.170. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2312-05.
- 3.171. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2312-10.
- 3.172. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2312-20.
- 3.173. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2312-40.
- 3.174. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2312-50.
- 3.175. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2312-80.
- 3.176. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2314-05.
- 3.177. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2314-10.
- 3.178. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2314-20.
- 3.179. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2314-40.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122142

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 24

- 3.180. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2314-50.
- 3.181. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2315-05.
- 3.182. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2315-10.
- 3.183. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2315-20.
- 3.184. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2315-40.
- 3.185. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2315-50.
- 3.186. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2315-80.
- 3.187. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2316-05.
- 3.188. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2316-10.
- 3.189. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2316-20.
- 3.190. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2316-40.
- 3.191. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2316-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122143

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 25

- 3.192. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2316-80.
- 3.193. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2321-05.
- 3.194. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2321-10.
- 3.195. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2321-20.
- 3.196. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2321-40.
- 3.197. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2321-50.
- 3.198. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2321-80.
- 3.199. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2322-05.
- 3.200. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2322-10.
- 3.201. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2322-20.
- 3.202. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2322-40.
- 3.203. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2322-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122144

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 26

- 3.204. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2322-80.
- 3.205. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2324-05.
- 3.206. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2324-10.
- 3.207. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2324-20.
- 3.208. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2324-40.
- 3.209. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2324-50.
- 3.210. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2325-05.
- 3.211. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2325-10.
- 3.212. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2325-20.
- 3.213. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2325-40.
- 3.214. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2325-50.
- 3.215. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2325-80.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122145

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 27

- 3.216. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2326-05.
- 3.217. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2326-10.
- 3.218. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2326-20.
- 3.219. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2326-40.
- 3.220. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2326-50.
- 3.221. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2326-80.
- 3.222. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2331-05.
- 3.223. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2331-10.
- 3.224. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2331-20.
- 3.225. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2331-40.
- 3.226. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2331-50.
- 3.227. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2331-80.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122146

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 28

- 3.228. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2332-05.
- 3.229. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2332-10.
- 3.230. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2332-20.
- 3.231. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2332-40.
- 3.232. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2332-50.
- 3.233. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2332-80.
- 3.234. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2334-05.
- 3.235. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2334-10.
- 3.236. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2334-20.
- 3.237. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2334-40.
- 3.238. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2334-50.
- 3.239. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2335-05.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122147

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 29

- 3.240. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2335-10.
- 3.241. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2335-20.
- 3.242. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2335-40.
- 3.243. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2335-50.
- 3.244. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2335-80.
- 3.245. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2336-05.
- 3.246. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2336-10.
- 3.247. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2336-20.
- 3.248. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2336-40.
- 3.249. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2336-50.
- 3.250. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2336-80.
- 3.251. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2411-05.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122148

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 30

- 3.252. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2411-10.
- 3.253. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2411-20.
- 3.254. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2411-40.
- 3.255. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2411-50.
- 3.256. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2411-80.
- 3.257. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2412-05.
- 3.258. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2412-10.
- 3.259. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2412-20.
- 3.260. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2412-40.
- 3.261. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2412-50.
- 3.262. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2412-80.
- 3.263. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2414-05.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122149

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года

№ РЗН 2019/9177

Лист 31

- 3.264. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2414-10.
- 3.265. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2414-20.
- 3.266. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2414-40.
- 3.267. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2414-50.
- 3.268. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2415-05.
- 3.269. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2415-10.
- 3.270. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2415-20.
- 3.271. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2415-40.
- 3.272. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2415-50.
- 3.273. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2415-80.
- 3.274. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2416-05.
- 3.275. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2416-10.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122150

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 32

- 3.276. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2416-20.
- 3.277. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2416-40.
- 3.278. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2416-50.
- 3.279. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2416-80.
- 3.280. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2421-05.
- 3.281. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2421-10.
- 3.282. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2421-20.
- 3.283. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2421-40.
- 3.284. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2421-50.
- 3.285. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2421-80.
- 3.286. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2422-05.
- 3.287. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2422-10.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122151

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 33

- 3.288. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2422-20.
- 3.289. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2422-40.
- 3.290. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2422-50.
- 3.291. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2422-80.
- 3.292. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2424-05.
- 3.293. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2424-10.
- 3.294. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M2423-20.
- 3.295. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2424-20.
- 3.296. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 7 мин), REF - M2427-40.
- 3.297. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2424-40.
- 3.298. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2424-50.
- 3.299. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2424-80.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122152

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 34

- 3.300. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2425-05.
- 3.301. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2425-10.
- 3.302. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2425-20.
- 3.303. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2425-40.
- 3.304. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2425-50.
- 3.305. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2425-80.
- 3.306. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2426-05.
- 3.307. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2426-10.
- 3.308. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2426-20.
- 3.309. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2426-40.
- 3.310. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2426-50.
- 3.311. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2426-80.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122153

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 35

- 3.312. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2431-05.
- 3.313. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2431-10.
- 3.314. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2431-20.
- 3.315. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2431-40.
- 3.316. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2431-50.
- 3.317. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2431-80.
- 3.318. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2432-05.
- 3.319. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2432-10.
- 3.320. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2432-20.
- 3.321. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2432-40.
- 3.322. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2432-50.
- 3.323. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2432-80.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122154

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 36

- 3.324. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2434-05.
- 3.325. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2434-10.
- 3.326. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2434-20.
- 3.327. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2434-40.
- 3.328. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2434-50.
- 3.329. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2434-80.
- 3.330. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 10.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2434-100.
- 3.331. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2435-05.
- 3.332. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2435-10.
- 3.333. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2435-20.
- 3.334. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2435-40.
- 3.335. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2435-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122155

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 37

- 3.336. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2435-80.
- 3.337. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2436-05.
- 3.338. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2436-10.
- 3.339. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2436-20.
- 3.340. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2436-40.
- 3.341. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2436-50.
- 3.342. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2436-80.
- 3.343. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2511-05.
- 3.344. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2511-10.
- 3.345. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2511-20.
- 3.346. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2511-40.
- 3.347. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2511-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122156

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 38

- 3.348. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2511-80.
- 3.349. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2512-05.
- 3.350. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2512-10.
- 3.351. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2512-20.
- 3.352. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2512-40.
- 3.353. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2512-50.
- 3.354. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2512-80.
- 3.355. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2514-05.
- 3.356. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2514-10.
- 3.357. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2514-20.
- 3.358. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2514-40.
- 3.359. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2514-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122157

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 39

- 3.360. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2514-80.
- 3.361. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2515-05.
- 3.362. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2515-10.
- 3.363. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2515-20.
- 3.364. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2515-40.
- 3.365. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2515-50.
- 3.366. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2515-80.
- 3.367. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2516-05.
- 3.368. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2516-10.
- 3.369. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2516-20.
- 3.370. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2516-40.
- 3.371. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2516-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122158

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 40

- 3.372. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2516-80.
- 3.373. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2521-05.
- 3.374. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2521-10.
- 3.375. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2521-20.
- 3.376. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2521-40.
- 3.377. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2521-50.
- 3.378. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2521-80.
- 3.379. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2522-05.
- 3.380. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2522-10.
- 3.381. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2522-20.
- 3.382. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2522-40.
- 3.383. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2522-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122159

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 41

- 3.384. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2522-80.
- 3.385. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2524-05.
- 3.386. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2524-10.
- 3.387. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2524-20.
- 3.388. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2524-40.
- 3.389. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2524-50.
- 3.390. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2524-80.
- 3.391. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2525-05.
- 3.392. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2525-10.
- 3.393. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2525-20.
- 3.394. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2525-40.
- 3.395. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2525-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122160

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года

№ РЗН 2019/9177

Лист 42

- 3.396. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2525-80.
- 3.397. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2526-05.
- 3.398. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2526-10.
- 3.399. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2526-20.
- 3.400. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2526-40.
- 3.401. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2526-50.
- 3.402. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2526-80.
- 3.403. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2531-05.
- 3.404. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2531-10.
- 3.405. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2531-20.
- 3.406. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2531-40.
- 3.407. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2531-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122161

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 43

- 3.408. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2531-80.
- 3.409. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2532-05.
- 3.410. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2532-10.
- 3.411. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2532-20.
- 3.412. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2532-40.
- 3.413. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2532-50.
- 3.414. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2532-80.
- 3.415. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2534-05.
- 3.416. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2534-10.
- 3.417. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2534-20.
- 3.418. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2534-40.
- 3.419. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2534-50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122162

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 44

- 3.420. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2534-80.
- 3.421. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 10.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2534-100.
- 3.422. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2535-05.
- 3.423. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2535-10.
- 3.424. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2535-20.
- 3.425. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2535-40.
- 3.426. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2535-50.
- 3.427. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2535-80.
- 3.428. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2536-05.
- 3.429. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2536-10.
- 3.430. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2536-20.
- 3.431. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2536-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122163

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 45

- 3.432. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2536-50.
- 3.433. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2536-80.
- 3.434. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2611-05.
- 3.435. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2611-10.
- 3.436. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2611-20.
- 3.437. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2611-40.
- 3.438. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2611-50.
- 3.439. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2611-80.
- 3.440. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2612-05.
- 3.441. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2612-10.
- 3.442. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2612-20.
- 3.443. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2612-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122164

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 46

- 3.444. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2612-50.
- 3.445. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2612-80.
- 3.446. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2614-05.
- 3.447. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2614-10.
- 3.448. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2614-20.
- 3.449. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2614-40.
- 3.450. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2614-50.
- 3.451. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2614-80.
- 3.452. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2615-05.
- 3.453. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2615-10.
- 3.454. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2615-20.
- 3.455. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2615-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122165

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 47

- 3.456. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2615-50.
- 3.457. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2615-80.
- 3.458. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2616-05.
- 3.459. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2616-10.
- 3.460. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2616-20.
- 3.461. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2616-40.
- 3.462. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2616-50.
- 3.463. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2616-80.
- 3.464. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2621-05.
- 3.465. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2621-10.
- 3.466. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2621-20.
- 3.467. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2621-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122166

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 48

- 3.468. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2621-50.
- 3.469. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2621-80.
- 3.470. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2622-05.
- 3.471. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2622-10.
- 3.472. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2622-20.
- 3.473. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2622-40.
- 3.474. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2622-50.
- 3.475. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2622-80.
- 3.476. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2624-05.
- 3.477. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2624-10.
- 3.478. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2624-20.
- 3.479. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2624-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122167

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 49

- 3.480. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2624-50.
- 3.481. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2624-80.
- 3.482. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2625-05.
- 3.483. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2625-10.
- 3.484. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2625-20.
- 3.485. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2625-40.
- 3.486. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2625-50.
- 3.487. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2625-80.
- 3.488. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2626-05.
- 3.489. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2626-10.
- 3.490. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2626-20.
- 3.491. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2626-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122168

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 50

- 3.492. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2626-50.
- 3.493. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2626-80.
- 3.494. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2631-05.
- 3.495. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2631-10.
- 3.496. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2631-20.
- 3.497. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2631-40.
- 3.498. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2631-50.
- 3.499. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 6 мин), REF - M2631-80.
- 3.500. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2632-05.
- 3.501. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2632-10.
- 3.502. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2632-20.
- 3.503. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2632-40.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0122169

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 51

- 3.504. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2632-50.
- 3.505. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M2632-80.
- 3.506. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2634-05.
- 3.507. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2634-10.
- 3.508. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2634-20.
- 3.509. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2634-40.
- 3.510. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2634-50.
- 3.511. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2634-80.
- 3.512. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 10.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M2634-100.
- 3.513. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2635-05.
- 3.514. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2635-10.
- 3.515. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2635-20.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0122170

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 52

- 3.516. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2635-40.
- 3.517. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2635-50.
- 3.518. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M2635-80.
- 3.519. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2636-05.
- 3.520. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 1.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2636-10.
- 3.521. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 2.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2636-20.
- 3.522. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 4.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2636-40.
- 3.523. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 5.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2636-50.
- 3.524. Помпа микроинфузионная Uniqueflow B+ с постоянной скоростью и болюсом (скорость 8.0 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M2636-80.
4. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регуляторами скорости, варианты исполнения:
- 4.1. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M410-735.
- 4.2. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M410-770.
- 4.3. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 60 мл), REF - M410-7140.
- 4.4. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122171

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 53

- 1, 2, 3 мл/час. резервуарный баллон 60 мл), REF - M410-330.
- 4.5. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 3, 5 мл/час. резервуарный баллон 60 мл), REF - M410-350.
- 4.6. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6 мл/час. резервуарный баллон 60 мл), REF - M410-360.
- 4.7. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час. резервуарный баллон 100 мл), REF - M420-735.
- 4.8. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час. резервуарный баллон 100 мл), REF - M420-770.
- 4.9. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час. резервуарный баллон 100 мл), REF - M420-7140.
- 4.10. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3 мл/час. резервуарный баллон 100 мл), REF - M420-330.
- 4.11. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 3, 5 мл/час. резервуарный баллон 100 мл), REF - M420-350.
- 4.12. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6 мл/час. резервуарный баллон 100 мл), REF - M420-360.
- 4.13. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час. резервуарный баллон 200 мл), REF - M430-735.
- 4.14. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час. резервуарный баллон 200 мл), REF - M430-770.
- 4.15. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час. резервуарный баллон 200 мл), REF - M430-7140.
- 4.16. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3 мл/час. резервуарный баллон 200 мл), REF - M430-330.
- 4.17. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2,3,5 мл/час. резервуарный баллон 200 мл), REF - M430-350.
- 4.18. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2,4,6 мл/час. резервуарный баллон 200 мл), REF - M430-360.
- 4.19. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час. резервуарный баллон 275 мл), REF - M440-735.
- 4.20. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час. резервуарный баллон 275 мл), REF - M440-770.
- 4.21. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час. резервуарный баллон 275 мл), REF - M440-7140.
- 4.22. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122172

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 54

- 1, 2, 3 мл/час. резервуарный баллон 275 мл), REF - M440-330.
- 4.23. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 3, 5 мл/час. резервуарный баллон 275 мл), REF - M440-350.
- 4.24. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6 мл/час. резервуарный баллон 275 мл), REF - M440-360.
- 4.25. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час. резервуарный баллон 450 мл), REF - M450-735.
- 4.26. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час. резервуарный баллон 450 мл), REF - M450-770.
- 4.27. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час. резервуарный баллон 450 мл), REF - M450-7140.
- 4.28. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3 мл/час. резервуарный баллон 450 мл), REF - M450-330.
- 4.29. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 3, 5 мл/час. резервуарный баллон 450 мл), REF - M450-350.
- 4.30. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6 мл/час. резервуарный баллон 450 мл), REF - M450-360.
- 4.31. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час. резервуарный баллон 600 мл), REF - M460-770.
- 4.32. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi с регулятором скорости (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час. резервуарный баллон 600 мл), REF - M460-7140.
5. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом, варианты исполнения:
- 5.1. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5112-735.
- 5.2. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5122-735.
- 5.3. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5132-735.
- 5.4. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5113-735.
- 5.5. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом
- Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122173

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 55

(скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5123-735.

5.6. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5133-735.

5.7. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5114-735.

5.8. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5124-735.

5.9. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5134-735.

5.10. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5115-735.

5.11. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5125-735.

5.12. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5135-735.

5.13. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5116-735.

5.14. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5126-735.

5.15. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5136-735.

5.16. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5112-770.

5.17. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122174

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 56

- (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5122-770.
- 5.18. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5132-770.
- 5.19. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5113-770.
- 5.20. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5123-770.
- 5.21. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5133-770.
- 5.22. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5114-770.
- 5.23. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5124-770.
- 5.24. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5134-770.
- 5.25. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5115-770.
- 5.26. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5125-770.
- 5.27. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5135-770.
- 5.28. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5116-770.
- 5.29. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122175

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 57

- (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5126-770.
- 5.30. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 60 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5136-770.
- 5.31. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5212-735.
- 5.32. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5222-735.
- 5.33. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5232-735.
- 5.34. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5213-735.
- 5.35. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5223-735.
- 5.36. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5233-735.
- 5.37. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5214-735.
- 5.38. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5224-735.
- 5.39. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5234-735.
- 5.40. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5215-735.
- 5.41. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122176

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 58

- (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5225-735.
- 5.42. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5235-735.
- 5.43. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5216-735.
- 5.44. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5226-735.
- 5.45. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5236-735.
- 5.46. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5212-770.
- 5.47. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5222-770.
- 5.48. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5232-770.
- 5.49. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5213-770.
- 5.50. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5223-770.
- 5.51. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5233-770.
- 5.52. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5214-770.
- 5.53. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122177

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 59

- (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5224-770.
- 5.54. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5234-770.
- 5.55. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5215-770.
- 5.56. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5225-770.
- 5.57. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5235-770.
- 5.58. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5216-770.
- 5.59. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5226-770.
- 5.60. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 100 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5236-770.
- 5.61. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5312-735.
- 5.62. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5322-735.
- 5.63. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5332-735.
- 5.64. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5313-735.
- 5.65. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122178

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 60

- (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5323-735.
- 5.66. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5333-735.
- 5.67. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5314-735.
- 5.68. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5324-735.
- 5.69. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5334-735.
- 5.70. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5315-735.
- 5.71. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5325-735.
- 5.72. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5335-735.
- 5.73. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5316-735.
- 5.74. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5326-735.
- 5.75. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5336-735.
- 5.76. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5312-770.
- 5.77. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122179

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 61

- (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5322-770.
- 5.78. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5332-770.
- 5.79. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5313-770.
- 5.80. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5323-770.
- 5.81. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5333-770.
- 5.82. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5314-770.
- 5.83. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5324-770.
- 5.84. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5334-770.
- 5.85. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5315-770.
- 5.86. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5325-770.
- 5.87. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5335-770.
- 5.88. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5316-770.
- 5.89. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом
- Заместитель руководителя Федеральной службы**

по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0122180

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 62

- (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5326-770.
- 5.90. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5336-770.
- 5.91. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5322-7140.
- 5.92. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5332-7140.
- 5.93. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5323-7140.
- 5.94. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5333-7140.
- 5.95. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5324-7140.
- 5.96. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5334-7140.
- 5.97. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5325-7140.
- 5.98. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5335-7140.
- 5.99. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5326-7140.
- 5.100. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 200 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5336-7140.
- 5.101. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122181

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 63

болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5412-735.

5.102. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5422-735.

5.103. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5432-735.

5.104. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5413-735.

5.105. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5423-735.

5.106. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5433-735.

5.107. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5414-735.

5.108. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5424-735.

5.109. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5434-735.

5.110. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5415-735.

5.111. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5425-735.

5.112. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5435-735.

5.113. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122182

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 64

болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5416-735.

5.114. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5426-735.

5.115. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5436-735.

5.116. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5412-770.

5.117. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5422-770.

5.118. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5432-770.

5.119. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5413-770.

5.120. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5423-770.

5.121. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5433-770.

5.122. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5414-770.

5.123. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5424-770.

5.124. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5434-770.

5.125. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0122183

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 65

болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5415-770.

5.126. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5425-770.

5.127. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5435-770.

5.128. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5416-770.

5.129. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5426-770.

5.130. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5436-770.

5.131. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5422-7140.

5.132. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5432-7140.

5.133. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5423-7140.

5.134. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5433-7140.

5.135. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5424-7140.

5.136. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5434-7140.

5.137. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0122184

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 66

болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5425-7140.

5.138. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5435-7140.

5.139. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5426-7140.

5.140. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 275 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5436-7140.

5.141. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5512-770.

5.142. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5522-770.

5.143. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5532-770.

5.144. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5513-770.

5.145. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5523-770.

5.146. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5533-770.

5.147. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5514-770.

5.148. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5524-770.

5.149. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122185

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 67

- болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5534-770.
- 5.150. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5515-770.
- 5.151. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5525-770.
- 5.152. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5535-770.
- 5.153. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5516-770.
- 5.154. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5526-770.
- 5.155. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5536-770.
- 5.156. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5522-7140.
- 5.157. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5532-7140.
- 5.158. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5523-7140.
- 5.159. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5533-7140.
- 5.160. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5524-7140.
- 5.161. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0122186

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 68

- болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5534-7140.
- 5.162. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5525-7140.
- 5.163. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5535-7140.
- 5.164. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5526-7140.
- 5.165. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 450 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5536-7140.
- 5.166. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5612-770.
- 5.167. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5622-770.
- 5.168. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5632-770.
- 5.169. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5613-770.
- 5.170. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5623-770.
- 5.171. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5633-770.
- 5.172. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5614-770.
- 5.173. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0122187

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 69

- болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5624-770.
- 5.174. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5634-770.
- 5.175. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5615-770.
- 5.176. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5625-770.
- 5.177. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5635-770.
- 5.178. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 0.5 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5616-770.
- 5.179. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5626-770.
- 5.180. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5636-770.
- 5.181. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5622-7140.
- 5.182. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 8 мин), REF - M5632-7140.
- 5.183. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5623-7140.
- 5.184. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 10 мин), REF - M5633-7140.
- 5.185. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0122188

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 70

болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5624-7140.

5.186. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 15 мин), REF - M5634-7140.

5.187. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5625-7140.

5.188. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 30 мин), REF - M5635-7140.

5.189. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 1.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5626-7140.

5.190. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Multi B с регулятором скорости и болюсом (скорость 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 мл/час, резервуарный баллон 600 мл, объем болюса 2.0 мл, время работы замка болюса 60 мин), REF - M5636-7140.

6. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью, варианты исполнения:

6.1. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M620-05.

6.2. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 1 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M620-10.

6.3. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 2 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M620-20.

6.4. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 2.5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M620-25.

6.5. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 4 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M620-40.

6.6. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 5 мл/час, резервуарный баллон 100 мл), REF - M620-50.

6.7. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 0.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M640-05.

6.8. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 1.5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M640-15.

6.9. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0122189

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 апреля 2023 года № РЗН 2019/9177

Лист 71

- 2 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M640-20.
- 6.10. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 4 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M640-40.
- 6.11. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 5 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M640-50.
- 6.12. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 10 мл/час, резервуарный баллон 275 мл), REF - M640-10.
- 6.13. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 2,0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-20.
- 6.14. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 3,0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-30.
- 6.15. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 4,0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-40.
- 6.16. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 5,0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-50.
- 6.17. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 8,0 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-80.
- 6.18. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 10 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-100.
- 6.19. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 20 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-200.
- 6.20. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 50 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-500.
- 6.21. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 100 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-1000.
- 6.22. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 200 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-2000.
- 6.23. Помпа микроинфузионная Uniqueflow Onco с постоянной скоростью (скорость 250 мл/час, резервуарный баллон 450 мл), REF - M650-2500.
- II. Наклейка для записи данных о пациенте - 1 шт.
- III. Фиксирующая лента (при необходимости 1 шт.).
- IV. Зажимная скоба (при необходимости 1 шт.).
- V. Сумка для переноски помпы (при необходимости не более 10 шт.).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0122190